

Roger NeckLoop

Uživatelská příručka



roger



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Obsah

1. Úvod	5
2. Seznámení se se zařízením Roger NeckLoop	6
2.1 Kompatibilita	7
2.2 Popis zařízení	8
2.3 Dodávané příslušenství	9
2.4 Světelná indikace LED a ikony na displeji	10
3. Začínáme	14
3.1 Nabíjení	14
3.2 Nošení	17
3.3 Připojení k mikrofonu Roger	18
3.4 Nastavení hlasitosti	20
4. Používání USB pro audio přenos	21
5. Kontrola funkčnosti přijímače	23
5.1 Připojení sluchátek	23
5.2 Nastavení maximální hlasitosti	25
6. Řešení problémů	26

7. Údaje o splnění předpisů	30
8. Informace a vysvětlení k symbolům	39
9. Důležité bezpečnostní informace	43
9.1 Upozornění týkající se bezpečnosti	43
9.2 Bezpečnostní informace týkající se produktu	46
9.3 Další důležité informace	47
10. Péče a údržba	48
11. Servis a záruka	49
11.1 Podmínky záruky	49
11.2 Mezinárodní garance	49
11.3 Omezení záruky	50

Tato uživatelská příručka platí pro:

Bezdrátové modely

Zařízení Roger NeckLoop (02)

Zařízení Roger NeckLoop (03)

Certifikace CE udělena

2020

2020



1. Úvod

Děkujeme vám, že jste si vybrali zařízení Roger NeckLoop značky Phonak.

Zařízení Roger NeckLoop představuje snadno použitelný a cenově dostupný přijímač Roger™ vhodný pro použití s jakýmkoli sluchadlem nebo zvukovým procesorem s T-cívkou (od značky Phonak nebo jiného výrobce). Zařízení Roger NeckLoop je kompatibilní s mikrofony Roger značky Phonak.

Pečlivě si prosím přečtete tuto uživatelskou příručku, abyste se ujistili, že svému zařízení rozumíte a co nejlépe jej mohli využívat. S případnými dotazy se prosím obraťte na svého poskytovatele sluchadel nebo autorizovaného prodejce značky Phonak.

Phonak – life is on
www.phonak.com

2. Seznámení se se zařízením Roger NeckLoop

Vaše poslechové řešení se skládá ze tří hlavních prvků: zařízení Roger NeckLoop, vašeho sluchadla/zvukového procesoru a mikrofonu Roger.

Mikrofon Roger přenáší hlas mluvčího bezdrátově do vašeho sluchadla/zvukového procesoru prostřednictvím zařízení Roger NeckLoop. Abyste slyšeli hlas mluvčího hlasitě a zřetelně, stačí aktivovat T-cívkou ve sluchadle/zvukovém procesoru.

2.1 Kompatibilita

Vaše sluchadlo/zvukový procesor musí být vybaveny T-cívkou pro příjem signálů řeči ze zařízení Roger NeckLoop. Pokud si nejste jisti, zda jsou vaše sluchadla vybavena T-cívkou, zeptejte se svého poskytovatele sluchadel.


Ke snímání hlasu mluvčího je také potřebný kompatibilní mikrofon Roger.

Posluchač


Použití sluchadel a zařízení
Roger NeckLoop

Mluvčí


Použití mikrofonu Roger




2.2 Popis zařízení




- 1 Displej
- 2 Indikátor úrovně nabití baterie
- 3 Zdiřky pro odnímatelnou závěsnou smyčku na krk
- 4 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 5 Tlačítka ovládání hlasitosti
- 6 Tlačítko omezovače hlasitosti
- 7 Port sluchátek
- 8 Port USB C




2.3 Dodávané příslušenství



Indukční závěsná smyčka na krk
(č. dílu 043-4002-1)



USB kabel
(č. dílu 043-3093)



Externí zdroj napájení
(č. dílu 075-0020-xx)

2.4 LED a ikony na displeji

Provoz

	Displej a indikátor stavu baterie svítí po dobu několika sekund.	Zařízení Roger NeckLoop je zapnuté a připraveno k použití.
	Na displeji se zobrazí ikona Připojit.	Mikrofon Roger je úspěšně připojen k zařízení Roger NeckLoop.
	Na displeji se zobrazí ikona Odpojit.	Není připojen žádný vysílač nebo je mikrofon vypnutý/ mimo dosah.

Hlasitost



Úroveň hlasitosti se zobrazuje od minima po maximum (plný ukazatel)

Stisknutím tlačítka hlasitosti (+/-) upravíte hlasitost postupně nahoru nebo dolů.



Omezovač hlasitosti je aktivní.

Hlasitost nelze zvýšit za úroveň vodorovné linie.




USB port







Na displeji se zobrazí ikona not.

Zařízení Roger NeckLoop je připojeno jako zvukové rozhraní k zařízení USB.

Stav baterie

	4 ze 4 LED indikátorů svítí zeleně.	Kapacita baterie je 81–100 %.
	1 ze 4 LED indikátorů svítí zeleně.	Kapacita baterie je 5–20 %.
	1 červený LED indikátor bliká + na displeji bliká ikona škrtnuté baterie.	Kapacita baterie je < 5 %. Nabijte zařízení.

Nabíjení

	Na displeji se na 3 sekundy zobrazí ikona a poté zmizí.	Zařízení Roger NeckLoop je připojeno k nabíječce a nabíjí se.
	1 LED indikátor bliká zeleně.	Baterie je nabitá na < 20 %.
	2 LED indikátory svítí zeleně + 1 bliká zeleně.	Baterie je nabitá na 56–80 %.
	4 LED indikátory svítí zeleně.	Baterie je plně nabitá.


3. Začínáme

3.1 Nabíjení

Před prvním použitím zařízení Roger NeckLoop plně nabijte.


Použití nabíječky

1. Zapojte menší konec (USB C) nabíjecího kabelu do zařízení Roger NeckLoop.
2. Zapojte větší konec (USB A) nabíjecího kabelu do externího zdroje napájení.
3. Připojte externí napájecí zdroj do snadno přístupné elektrické zásuvky.



Nabíjení přes počítač

1. Zapojte menší konec (USB C) nabíjecího kabelu do zařízení Roger NeckLoop.
2. Zapojte větší konec (USB A) nabíjecího kabelu do USB portu na vašem počítači.




S dodávanou nabíječkou má zařízení Roger NeckLoop:

- 80 % nabití po 1 hodině
- 100 % nabití po 3 hodinách
- Po úplném nabití lze zařízení Roger NeckLoop používat po dobu 10 hodin nebo déle.


3.2 Nošení

1. Připojte jeden konec indukční závěsné smyčky na krk do zdířky na horní straně zařízení Roger NeckLoop.
2. Umístěte smyčku kolem krku a připojte druhý konec smyčky do druhé zdířky.




3.3 Připojení k mikrofonu Roger


1. Zapněte mikrofon Roger.




2. Přepněte sluchadlo/zvukový procesor k programu T-cívky.



i Může být nutné, abyste kontaktovali svého poskytovatele sluchadel ohledně povolení programu T-cívky ve vašem sluchadle/zvukovém procesoru.

3. Držte zařízení Roger NeckLoop ve vzdálenosti do 10 cm od mikrofonu Roger.
4. Krátce stiskněte tlačítko „Connect“ (Připojit)  na mikrofonu Roger. Viz uživatelská příručka k mikrofonu Roger.
Úspěšné připojení je zobrazeno na displeji.






i Připojení je nutné pouze při prvním použití zařízení Roger NeckLoop. Zařízení Roger NeckLoop zůstane připojeno k vašemu mikrofonu i po jeho restartování.

3.4 Nastavení hlasitosti

Hlasitost na komfortní úroveň nastavíte pomocí tlačítek hlasitosti.

Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti




4. Používání USB pro audio přenos

Zařízení Roger NeckLoop lze připojit ke kompatibilnímu počítači nebo chytrému zařízení pomocí kabelu USB, abyste mohli poslouchat nebo nahrávat zvuk přenášený z mikrofonu Roger.

1. Připojte zařízení Roger NeckLoop k chytrému zařízení nebo počítači pomocí kabelu USB. Na displeji se na 3 sekundy zobrazí ikona baterie.
2. Zapněte zařízení Roger NeckLoop. Zařízení Roger NeckLoop zobrazí ikonu not.
3. Jako audio zařízení v chytrém zařízení nebo počítači vyberte zařízení Roger NeckLoop.






❗ Správné nastavení a informace o kompatibilitě najdete v uživatelské příručce k chytrému zařízení nebo počítači.

5. Kontrola funkčnosti přijímače (určeno pro poskytovatele sluchadel)

5.1 Připojení sluchátek

K monitoringu zvuku lze použít sluchátka. Chcete-li mít prospěch z maximálního pohodlí pro váš sluch, používejte schválená sluchátka pro zařízení Roger NeckLoop.



1. Připojte sluchátka do portu pro sluchátka.
2. Zapněte zařízení Roger NeckLoop.
3. Nasadte si sluchátka.


- Po připojení sluchátek se výstup závěsné smyčky na krk automaticky vypne (z důvodu úspory energie baterie).
- Hlasitost se bude vždy spouštět na bezpečné úrovni. V případě potřeby zvýšte nebo snižte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti (viz strana 20).

5.2 Nastavení maximální hlasitosti

Chcete-li vždy zajistit pohodlnou úroveň poslechu se sluchátky, lze maximální povolenou polohu hlasitosti upravit aktivací omezovače hlasitosti.

Do 30 sekund od spuštění:

1. Upravte hlasitost podle svých představ.
2. Pomocí špičatého nástroje stiskněte tlačítko omezovače hlasitosti.



Hlasitost nyní nelze zvýšit nad úroveň horizontálního ukazatele na displeji.

Chcete-li odstranit omezení hlasitosti, opakujte krok 2.



6. Řešení problémů

Problém

Nedaří se mi zapnout zařízení Roger NeckLoop.

Z mikrofonu Roger neslyším zvuk.

Na displeji se zobrazuje přeškrtnutá ikona „Connect“ (Připojit).

Příčiny

Baterie je vybitá.

Jedno nebo všechna zařízení jsou vypnutá.

T-cívka ve sluchadle není aktivována.

Zařízení Roger NeckLoop k mikrofonu Roger.

Hlasitost je příliš nízká.

Mikrofon Roger je ztlumený.

Jeden nebo všechny mikrofony Roger jsou vypnuty.

Zařízení Roger NeckLoop je mimo dosah mikrofonu Roger.

Řešení

Nabíjejte přijímač Roger alespoň čtyři hodiny.

Zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení (zařízení Roger NeckLoop, mikrofon Roger, sluchadla) zapnutá a plně funkční.

Přepněte sluchadla na program T-cívky.

Připojte zařízení Roger NeckLoop k mikrofonu Roger stisknutím tlačítka „Connect“ (Připojit) na mikrofonu. Pamatujte, že zařízení Roger NeckLoop musí být ve vzdálenosti do 10 cm od vašeho mikrofonu Roger.

Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka „+“ na zařízení Roger NeckLoop.

Zapněte mikrofon Roger (viz jeho uživatelská příručka).

Zkontrolujte, zda jsou všechny mikrofony Roger zapnuty a plně funkční.

Přiblížte se k mikrofonu Roger, abyste byli v jeho provozním dosahu.

Problém

Během streamování zvuku je signál přerušen.

Zvuk zařízení Roger NeckLoop je špatný.

Hlasitost je příliš vysoká nebo příliš nízká.

Příčiny

Zařízení Roger NeckLoop je příliš daleko od mikrofonu Roger.

Zařízení Roger NeckLoop je stíněno překážkou (např. lidským tělem).

Elektromagnetická pole z jiných zařízení mohou vytvářet slyšitelné hučení prostřednictvím T-cívky vašich sluchadel.

Mikrofon Roger není správně nošený.

Hlasitost není nastavena správně.

Řešení

Přiblížte se k mikrofonu Roger, abyste byli v jeho provozním dosahu.

Upravte orientaci zařízení a ujistěte se, že jste v dosahu mikrofonu Roger.

Pohybujte se dále od elektronických zařízení, dokud hučení neustane.

Ujistěte se, že nosíte mikrofon Roger tak, jak je uvedeno v uživatelské příručce.

Upravte hlasitost tak, aby vyhovovala vašim preferencím.

7. Údaje o splnění předpisů

Evropa:

Prohlášení o shodě

Společnost Sonova AG tímto prohlašuje, že tento produkt vyhovuje požadavkům nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Úplný text prohlášení o shodě lze získat od výrobce nebo místního zástupce značky Phonak, jehož adresa je uvedena na internetové stránce <https://www.phonak.com/com/en/certificates.html> (Phonak worldwide locations).


Austrálie/Nový Zéland:



R-NZ

Označuje, že sluchadlo splňuje požadavky příslušných regulačních opatření jednotky správy rádiového spektra (Radio Spectrum Management – RSM) a australského úřadu pro komunikace a média (Australian Communications and Media Authority – ACMA) pro zákonný prodej na Novém Zélandu a v Austrálii.

Označení shody R-NZ je pro rádiové výrobky dodávané na trhu Nového Zélandu na úrovni shody A1.

FCC ID: KWCRX23
IC: 2262A-RX23
 R202-SMI050

Splňuje požadavky nařízení (EU) 2017/1354, povolení požadavků na používání frekvence v zemích, jak je uvedeno na piktogramu níže:

	BE	DK	FR	IE	LT	MT	PT	SK	SI
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Poznámka 1:



Toto zařízení vyhovuje části 15 Směrnic FCC a normě RSS-210 kanadského federálního ministerstva průmyslu. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- 1) toto zařízení nesmí působit žádné rušení,
- 2) toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nechtěný provoz.

Poznámka 2:

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Sonova AG, mohou způsobit neplatnost oprávnění FCC k provozování tohoto zařízení.

Poznámka 3:

Zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Směrnic FCC a normy ICES-003 kanadského federálního ministerstva průmyslu.

Tyto limity jsou určeny tak, aby zajistily přiměřenou ochranu proti škodlivým rušením domovních zařízení. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikačních zařízení. Neexistuje záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což může být zjištěno vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby zkusil rušení odstranit pomocí jednoho z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce náležející k jinému obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodávajícím nebo se zkušeným technikem specializovaným na rádia a televize.

Poznámka 4:



Shoda s japonským zákonem o rádiových zařízeních. Toto zařízení je poskytováno v souladu s japonským zákonem o rádiových zařízeních (電波法). Toto zařízení nelze upravovat (jinak se udělené označení stává neplatným).

Poznámka 5:

Prohlášení o vystavení radiofrekvenčnímu záření podle FCC/Ministerstva průmyslu Kanady
Toto zařízení vyhovuje limitům pro vystavení radiofrekvenčnímu záření podle FCC stanoveným pro nekontrolované prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován spolu s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Jakákoli závažná událost, která se vyskytla v souvislosti se zařízením, by měla být nahlášena zástupci výrobce a příslušnému orgánu ve státě bydliště. Závažná událost je popsána jako jakákoli událost, která přímo nebo nepřímo vedla, mohla vést anebo může vést k některé z následujících situací: smrt pacienta, uživatele anebo jiné osoby; dočasné nebo trvalé závažné zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele anebo jiné osoby; vážné ohrožení veřejného zdraví.

Chcete-li ohlásit neočekávanou operaci nebo událost, kontaktujte výrobce nebo jeho zástupce.

Důkladná a pravidelná údržba zařízení zajistí jeho spolehlivé fungování a dlouhou životnost. Pro zajištění dlouhodobé životnosti nabízí společnost Sonova AG minimálně pětileté servisní období po ukončení výroby daného zařízení.

Další informace o funkcích, vlastnostech, výhodách, nastavení, používání a údržbě či opravách příslušenství vám poskytne váš poskytovatel sluchadel nebo zástupce výrobce. Technické informace naleznete v datovém listu vašeho výrobku.

Veškeré informace týkající se oprav a servisu příslušenství sluchadla vám poskytne váš poskytovatel sluchadel.

Určené použití:

Přijímače se závěsnou smyčkou na krk jsou určeny k tomu, aby poskytovaly přístup k externímu zdroji zvuku.

Indikace: Přijímače se závěsnou smyčkou na krk nezajišťují terapeutické ani diagnostické funkce. Terapeutickou funkci zajišťuje výhradně původní zdravotnický prostředek (např. sluchadlo nebo kochleární implantát), který přijímá a dále zpracovává indukční signál poskytovaný zařízením se závěsnou smyčkou na krk. Samotné zařízení se závěsnou smyčkou na krk proto nemá žádnou vlastní klinickou indikaci.

Kontraindikace: Žádné.


Cílová populace: Cílovou populací jsou všechny osoby od 6 let a starší, které používají sluchadlo nebo kochleární implantát nebo jakékoli jiné zařízení s integrovanou T-cívkou.

Technické parametry

Parametry pro VF		
Provozní frekvence	< 9 kHz	2,4 GHz
Max. výstupní výkon	120 dBuA/m při 10 m	2 mW
Soulad s emisními normami a normami týkajícími se odolnosti		
Emisní normy		
Rušivé napětí a vyzařované VF emise	EN 55011:2016 (CISPR11:2016/AMD1:2016) Skupina 1, třída B	
Normy týkající se odolnosti		
Elektrostatické výboje	EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008) (Testovací hladiny: ± 15 kV vzduch/ ± 8 kV kontakt)	
Elektromagnetická pole	EN 61000-4-3:2006+A1+A2 (IEC 61000-4-3:2006+A1+ A2) (Frekvence: 0,15–80 MHz; Testovací hladiny: 10 V; Frekvence: 80–2 700 MHz; Testovací hladiny: 10 V/m, modulace 1 kHz, 80 % AM)	
Elektromagnetická pole – odolnost vůči blízkým polím	EN 61000-4-3:2006+A1+A2 (IEC 61000-4-3:2006+A1+ A2) (Frekvence (MHz): 385, 450, 710, 745, 780, 810, 870, 930, 1 720, 1 845, 1 970, 2 450, 5 240, 5 500, 5 785; Testovací hladiny: liší se podle frekvence, pulzní modulace nebo FM)	

Rychlé elektrické přechodové jevy (skupiny impulzů)	EN 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-4:2012) (Testovací hladiny: ± 2 kV AC vstupy, ± 1 kV vstupy signálu)
Rázové impulzy	EN 61000-4-5:2014 (IEC 61000-4-5:2014) (Testovací hladiny: ± 1 kV L-N)
Běžný radiofrekvenční režim	EN 61000-4-6:2014 (IEC 61000-4-6:2013) (Frekvence: 0,15–80 MHz; Testovací hladiny: 10 V/m, modulace 1 kHz, 80 % AM)
Magnetická pole (průmyslové frekvence)	EN 61000-4-8:2010 (IEC 61000-4-8:2009) (Frekvence: 50 Hz nebo 60 Hz; Testovací hladiny: 30 A/m)
Poklesy a přerušení napětí	EN 61000-4-11:2004 (IEC 61000-4-11:2004) (Testovací hladiny: 0 % při 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315° pro 10, 20, 5 000 ms/70 % při 0° pro 500 ms; 0 % při 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315° pro 0,5, 1, 250/300 cyklů/70 % při 0° pro 25/30 cyklů)
Odchytky napájecí frekvence	IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005 (Testovací hladiny: 50 ± 1 Hz a 60 ± 1 Hz)

8. Informace a vysvětlení k symbolům

 K regulačním štítkům, které nejsou na produktu viditelné, lze zajistit přístup stisknutím tlačítka snížení hlasitosti na dobu 5 sekund při spouštění zařízení Roger NeckLoop. Informace zobrazené na displeji můžete přepínat stisknutím tlačítka pro snížení hlasitosti.



Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento produkt – včetně příslušenství – vyhovuje požadavkům nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.



Zařízení je zdravotnickým prostředkem.



Označuje výrobce zdravotnického prostředku, jak je definováno v nařízení MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích.



Označuje zplnomocněného zástupce v Evropském společenství. Zástupce pro ES je také dovozce do Evropské unie.



Tento symbol označuje, že uživatelská příručka obsahuje důležité informace a je nutné si ji před použitím produktu přečíst.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v této uživatelské příručce.



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.



Teplota pro přepravu a skladování:
-20 °C až +45 °C.
Provozní teplota: 0° až +40 °C



Uchovávejte v suchu.



Vlhkost pro přepravu a skladování:
do 85 % (nekondenzující).

Provozní vlhkost:
do 80 % (nekondenzující).



Atmosférický tlak při přepravě, skladování
a provozu: 700 hPa až 1 060 hPa.



Označuje sériové číslo výrobce, podle kterého
lze určit konkrétní zdravotnický prostředek.



RRRR-MM-DD

Označuje datum výroby.




Obal lze recyklovat.





Tento symbol na produktu nebo jeho balení označuje, že jej nelze likvidovat spolu s jiným domovním odpadem. Je vaší odpovědností, abyste odpad z vašeho zařízení likvidovali odděleně od komunálního odpadu. Řádnou likvidací vašeho starého spotřebiče pomůžete chránit životní prostředí a lidské zdraví před potenciálními negativními dopady. Ve výrobku jsou vloženy nevyměnitelné baterie. Nepokoušejte se výrobek otevřít nebo vyměnit baterie, neboť hrozí nebezpečí poranění či poškození výrobku. Ohledně odstranění baterie kontaktujte místní zařízení zajišťující recyklaci odpadu.

9. Důležité bezpečnostní informace

-  Před prvním použitím zařízení Phonak Roger NeckLoop si prosím přečtěte informace na následujících stránkách.

9.1 Upozornění týkající se bezpečnosti

-  Osoby s kardiostimulátory nebo jinými zdravotnickými prostředky se musí PŘEDTÍM, NEŽ začnou používat přijímač se závěsnou smyčkou na krk, VŽDY poradit se svým lékařem nebo s výrobcem svého zařízení. Použití přijímače se závěsnou smyčkou na krk současně s kardiostimulátorem nebo jinými zdravotnickými prostředky musí být VŽDY v souladu s bezpečnostními doporučeními lékaře odpovědného za váš kardiostimulátor nebo výrobce kardiostimulátoru.
-  Toto zařízení není určeno pro děti mladší 36 měsíců. Při použití tohoto zařízení dětmi a jedinci s poruchou kognitivních funkcí je za účelem zajištění bezpečnosti nutný trvalý dohled. Nenechávejte děti a jedince s poruchou kognitivních funkcí s přístrojem bez dozoru.

- ⚠️ Kvůli možnému elektrickému nebezpečí smí zařízení otevírat pouze k tomu pověřené osoby.
- ⚠️ Změny nebo úpravy zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Sonova, nejsou dovoleny. Takové změny mohou poškodit váš sluch nebo zařízení.
- ⚠️ Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí (doly nebo průmyslové oblasti s nebezpečím výbuchu, prostředí s vysokou koncentrací kyslíku nebo oblasti, ve kterých se manipuluje s hořlavými anestetiky).
- ⚠️ Nepoužívejte zařízení Roger NeckLoop v místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení.
- ⚠️ Zařízení obsahuje lithium-iontové baterie s watt hodinovou kapacitou < 20 Wh, které byly testovány podle sekce UN 38.3 „Příručky zkoušek a kritérií OSN“, a je třeba je dodávat v souladu se všemi pravidly a předpisy týkajícími se bezpečné přepravy lithium-iontových baterií.
- ⚠️ Při práci se strojním zařízením se ujistěte, že se ve stroji nezachytily žádné části zařízení Roger NeckLoop.

- ⚠ Použití jiného příslušenství, převodníků a kabelů, než jaké je uvedeno v informacích výrobce zařízení nebo jím dodáváno, může mít za následek zvýšené elektromagnetické emise či sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení a tím jeho nesprávné fungování.
- ⚠ Jiná sluchátka než ta, která dodává značka Phonak, mohou překračovat škodlivé hladiny akustického tlaku. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu vysokou hlasitost.
- ⚠ U nabíječky používejte pouze zařízení certifikovaná podle IEC 62368 a/nebo EN 60601-1 se vstupním napětím max. 240 V AC, max. a výstupním výkonem min. 5 V DC, 500 mA.
- ⚠ Je třeba zabránit používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na něm, protože by mohlo dojít k nesprávnému fungování. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba toto i druhé zařízení zkontrolovat a ověřit, zda fungují normálně.
- ⚠ Nenoste zařízení Roger NeckLoop na sobě, když se nabíjí.

- ⚠ Nenoste výrobek venku bez přenosného pouzdra se stupněm krytí IP22.
- ⚠ Přenosné vysokofrekvenční komunikační periferní zařízení, jako jsou kabely antény a externí antény, se nesmí používat blíže než 30 cm od jakékoliv části zařízení RogerNeckLoop, včetně kabelů uvedených výrobcem. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení výkonu zařízení.

9.2 Bezpečnostní informace týkající se produktu

- ⓘ Zařízení Roger NeckLoop je vhodné pro využití v rámci zdravotní péče v domácím prostředí.
- ⓘ Zařízení obsahuje vestavěnou, nevyjímatelnou nabíjecí lithium-polymerovou baterii.
- ⓘ USB port nabíječky je určen pouze k popsanému účelu.
- ⓘ Chraňte zařízení před horkem (nikdy jej nenechávejte v blízkosti okna nebo v autě). Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo jiné tepelné přístroje za účelem vysušení vašeho zařízení (hrozí požár nebo exploze). Zeptejte se svého poskytovatele sluchadel na vhodné způsoby vysoušení.

9.3 Další důležité informace

- ① Elektronická zařízení s vysokým výkonem, větší elektronické instalace a kovové konstrukce mohou zhoršit a významně omezit provozní rozsah zařízení Roger NeckLoop.
- ① Zařízení Roger NeckLoop shromažďuje a ukládá interní technické údaje. Tato data si může přečíst poskytovatel sluchadel, aby bylo možné zařízení zkontrolovat a pomoci vám správně jej používat.
- ① Při připojování zařízení Roger NeckLoop k jeho různým kabelům nepoužívejte nadměrnou sílu.

10. Péče a údržba

Čištění zařízení

Upřednostňovanou metodou čištění je použití suché textilie, která nepouští vlákna. V případě potřeby lze povrch očistit jemnou mýdlovou vodou. Tkanina může být navlhčena, avšak nesmí z ní odkapávat voda, aby do zařízení nevnikla vlhkost. Nepoužívejte agresivní látky, jako jsou rozpouštědla nebo ředidla, protože mohou poškodit povrch.

11. Servis a záruka

11.1 Podmínky záruky

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

11.2 Mezinárodní garance

Sonova AG poskytuje na tento výrobek omezenou mezinárodní garanci v délce jednoho roku, která platí ode dne nákupu. Tato omezená garance se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálu. Garance je platná pouze po předložení dokladu o zakoupení.

Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející se od místní záruky nebo od platných národních právních norem pro prodej spotřebního zboží.

11.3 Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením chemikáliím, vniknutím vody nebo nadměrným namáháním. Dále se záruka nevztahuje na příslušenství, jako jsou např. baterie, nebo externí kabely, které podléhají opotřebení způsobené obvyklým používáním. Poškození způsobené třetími stranami nebo neautorizovanými servisními středisky činí záruku neplatnou. Tato záruka se nevztahuje na servisní zásahy provedené prodejcem v jeho provozovně.

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Autorizovaný prodejce
(razítko/podpis):

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Výrobce:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Švýcarsko

www.phonak.com



Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Str. 20

70736 Fellbach-Oeffingen

Německo

sonova
HEAR THE WORLD

